

対象となる検査方法と抗体価が低い基準値

方法	抗体価
HI法	3 2 倍
EIA法	使用する検査キットがウイルス抗体EIA「生研」ルベラIgG（デンカ生研株式会社）の場合、EIA価 8. 0
	使用する検査キットがエンザイグノストB風疹／IgG（シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社）の場合、3 0 IU／mL
ELFA法	使用する検査キットがバイダス アッセイキットRUB IgG（シスメックス・バイオメリュー株式会社）の場合、4 5 IU／mL
LTI法	使用する検査キットがランピア ラテックスRUBELLA（極東製薬工業株式会社）の場合、3 0 IU／mL
CLEIA法	使用する検査キットがアクセス ルベラIgG（ベックマン・コールター株式会社）の場合、4 5 IU／mL
	使用する検査キットがi—アッセイCL風疹IgG（株式会社保健科学西日本）の場合、抗体価 1 4
	使用する検査キットがRubella—Gアボット（アボットジャパン株式会社）の場合、2 5 IU／mL
FIA法	使用する検査キットがBioPlex MMRV IgG（バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社）の場合、抗体価AI* 3. 0
	使用する検査キットがBioPlex ToRC IgG（バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社）の場合、3 0 IU／mL

* 製造企業が独自に調整した抗体価単位